



# Rotilabo® -Mini-Zentrifugen



Für Reaktionsgefäße



Für PCR®-Strips



- ✓ Vibrationsfrei
- ✓ Leise und leistungsstark
- ✓ Mit Start- und Stoppschalter
- ✓ Max. Geschwindigkeit 6000 min<sup>-1</sup>

# Mini-Zentrifugen

# Rotilabo® -Mini-Zentrifugen



## ① Rotilabo®-Mini-Zentrifuge

Mit Einsatz für **6 Reaktionsgefäße** 1,5/2,0 ml. Maximale Geschwindigkeit **6000 min<sup>-1</sup>** (entspricht 2000 x G). **Start und Stopp** wird über einen **zusätzlichen Schalter** geregelt. Die Zentrifuge wird mit Adapter für 0,5 ml Reaktionsgefäße geliefert. Abmessungen: H 120 x B 130 x T 150 mm. Netzanschluss 220 V/ 50/ 60 Hz.

Best.-Nr.	VE (Stück)	€
T464.1	1	209,00

## ② Rotilabo®-Zentrifuge mit Butterfly-Rotor

Wie Best.-Nr. T464.1, jedoch für PCR-Gefäßstreifen von 2 x 8 Reaktionsgefäßen à 200 µl pro Strip.

Best.-Nr.	VE (Stück)	€
T465.1	1	229,00



## Rotilabo®-Mini-Zentrifuge "Uni-fuge"

- Austauschbares Rotorensystem (müheloser Ein- und Ausbau der im Lieferumfang enthaltenen Rotoren)
- **Start und Stopp** wird über einen **zusätzlichen Schalter** geregelt

### Technische Daten:

Max. Drehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Max. RZB	2000 x g
Abmessungen (B x T x H)	130 x 150 x 120 mm
Netzanschluss	220 V, 50/60 Hz


**Lieferung inkl.** Standard-Rotor für Reaktionsgefäße 6 x 1,5 / 2,0 ml, Adapter für Reaktionsgefäße 0,5 ml und einem Rotor für PCR®-Gefäßstreifen mit 2 x 8 Reaktionsgefäßen à 200 µl pro Strip.

Best.-Nr.	VE (Stück)	€
CX73.1	1	229,00

### Klein & Hilfreich



### Sicher - Start- u. Stoppschalter



### Einfache Handhabung



### Besonders praktisch



### Leise - Vibrationsfrei



**Carl Roth GmbH + Co. KG**

**Bestellungen zum NULLTARIF 0800/56 99 000 • bestellungen@carloth.de • www.carloth.de**

Carl Roth GmbH + Co. KG • Schoemperlenstraße 3-5 • 76185 Karlsruhe • Tel.: 0721/ 5606 - 0 • Fax: 0721/5606 - 149  
Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Carl Roth GmbH + Co. KG.