



## Power Supplies

Empfehlung passender Spannungsgeräte zu Elektrophoresekammern

Kammer	bei 1-2 Geräten	bei 3-4 Geräten
MINIeasy	Roth-MINI, EV243	Roth-MINI, EV243, EV231
PROfessional I		
MINI		
PROfessional II	Roth-STANDARD, EV243, EV231	Roth-STANDARD, EV231, EV265
MIDI 1	Roth-STANDARD, EV231, EV265	Roth-BLOT, EV265
PROfessional III		
MIDI PLUS		
MIDI 1 large	EV265, EV261	Roth-BLOT, EV265, EV261
PROfessional IV		
MIDI 2		Roth-BLOT, EV261
PROfessional V		
MAXI	Roth-STANDARD, EV231	Roth-BLOT, EV265, EV261
VARIA 1		
PROfessional Acetat		Roth-STANDARD, EV265
MULTI	EV215	EV233
PROclamp	Roth-STANDARD, EV243, EV231	Roth-STANDARD, EV231, EV265
MINI vertikal	Roth-BLOT, EV231, EV261	Roth-BLOT, EV265, EV215
MAXI vertikal		
Sequenzierung	EV233	
IEF	EV215	
MINI-Blotting	Roth-MINI, EV243, EV231	EV231, EV261
MAXI-Blotting	Roth-BLOT, EV231, EV261	Roth-BLOT, EV261, EV202
Elektroelution	Roth-MINI, Roth-STANDARD, EV243, EV261	Roth-STANDARD, EV261, EV265
<i>Beim Anschluss mehrerer Geräte muss eine höhere Spannung angelegt werden, um die gleiche Stromstärke und Leistung und damit die gleiche Trennleistung zu erzielen.</i>		

### Carl Roth GmbH + Co. KG

Schoemperlenstraße 3-5  
 76185 Karlsruhe  
 Postfach 100121  
 76231 Karlsruhe  
 Telefon: +49 (0) 721/ 5606-0  
 Telefax: +49 (0) 721/ 5606-149  
 E-Mail: info@carlroth.de  
 Internet: www.carlroth.de

gk 08.2009